

## **Anforderungsliste für das Erstellen einer OnyxCeph<sup>3</sup>™ Individualanalyse**

---

Folgende Angaben werden prinzipiell benötigt, um eine Individualanalyse zu erstellen:

0. Für welchen Bildtyp soll die Analyse erstellt werden
1. Name der Analyse
2. Liste der zu berechnenden Resultate, bestehend aus
  - 2.1 Kurzbezeichnung des Resultats
  - 2.2 Langname des Resultats
  - 2.3 Definition/Berechnungsvorschrift und Zahl der Nachkommastellen
  - 2.4 Klinische Richtwert (wenn bekannt) \*
  - 2.5 Standardabweichungen zum klinischen Richtwert (wenn bekannt) \*
  - 2.6 Verbale Aussagen zu Resultatintervallen (wenn bekannt bzw. gewünscht)
3. Eine Skizze der grafischen Durchzeichnung
4. Eine Skizze zum gewünschten Ausdruck (Formular)

\* wenn gewünscht, alters- und geschlechtsspezifisch; ethnische Gruppen angeben, wenn abweichend von kaukasisch

Gern können Sie bei den Angaben zu den zu berechnenden Resultaten auch auf bereits installierte Standardanalysen verweisen (siehe OnyxCeph<sup>3</sup>™ Hauptmenüpunkt Hilfe|Befundlexikon).

Das Erstellen einer Individualanalyse kostet einmalig EUR 290,- zzgl. MWSt., wird als Patch ausgeliefert und kann über Menü Optionen|Patch installieren eingespielt werden.



[www.onyxceph.com](http://www.onyxceph.com)

---

Image Instruments GmbH  
Olbernhauer Str. 5  
D 09125 Chemnitz  
Germany  
Tel. +49 371 9093 140  
Fax +49 371 9093 149  
Email [info@image-instruments.de](mailto:info@image-instruments.de)  
Internet [www.image-instruments.de](http://www.image-instruments.de)  
Register HRB 16678 (Amtsgericht Chemnitz)  
Tax-No 214 111 03320  
VAT-ID DE 812699756

---

The information above and any subsequent correspondence is private and is intended solely for the recipient(s). Any disclosure, copying, or distribution of such information without a prior written consent with the author is prohibited and may be unlawful.